

# Poweo® Activ'

## Быстрая транспортировка

Сделано  
во Франции

**Poweo® Activ'** это инновационный вертикализатор, использующийся для транспортировки пациентов в вертикальном положении.

Уникальная траектория системы подъема выполняет эллиптическое и эргономическое движение. Это движение обеспечивает постепенный подъем пациента.

**Poweo® Activ'** компактен, удобен, лёгок в управлении и очень устойчив, благодаря литой алюминиевой основе.



- Инновационная траектория транспортировки
- Устройство целиком сделано из алюминия
- Компактное, удобное и простое в использовании
- Превосходная устойчивость и отличная манёвренность
- Удобные легко регулируемые опоры для коленей
- Противоскользкая подставка для ног

4 года  
гарантии



**Poweo® Activ'** легко использовать в медицинских учреждениях и домах престарелых. Опоры для коленей оснащены регулируемыми мягкими подушками, которые обеспечивают отличную поддержку и идеальное положение ног.

Алюминиевое основание и положение колес обеспечивают оптимальное распределение веса. Устройство обладает превосходной устойчивостью и отличной маневренностью.

Наклонная стойка и система подъема пациента обеспечивают эргономическое плавное движение. Вертикализатор **Poweo® Activ'** был разработан чтобы тело человека могло постепенно вернуться к естественному вертикальному положению.

**Poweo® Activ'** можно использовать с разными типами поддерживающих поясов адаптированных к любому строению тела. Это обеспечивает удобное и безопасное вертикальное положение как для пациента, так и для ухаживающего персонала.

С вертикализатором **Poweo® Activ'** и поддерживающими поясами, транспортировка в туалет осуществляется просто и безопасно.

**SCALEO**  
MEDICAL

## Использование поясов для вертикализации с Poweo® Activ'

Пояса для поддержания вертикального положения обеспечивают идеальную поддержку спины. Благодаря «морской» системе крепления, пояс легко крепится за считанные секунды, что позволяет оперативно осуществлять транспортировку в положении сидя.

### Двухточечный пояс для руля



Пояс **Кокон** с поддерживающим поясным ремнём  
 Артикул. S8591 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL



Новый пояс **Кокон** оснащен новой внутренней отделкой из полиэстера с полиуретановым покрытием. Это покрытие исключает скольжение, обеспечивает большую гибкость и придает ощущение мягкости при использовании. Очистка и дезинфекция производятся с помощью спрея или салфеток. Этикетка контроля находится на внешней стороне поддерживающего пояса и позволяет отмечать информацию о профилактике, очистке и дезинфекции.

### Пояс **Комфорт** полиуретановый



Объемная набивка в подмышечной зоне поддерживающего пояса **Комфорт** обеспечивает максимально удобное положение, что позволяет избежать передавливания.

Его полиуретановое покрытие обеспечивает хорошую эластичность, водонепроницаемость, что снижает риск внутрибольничных инфекций.

Полиуретановый пояс **Комфорт** с поддерживающим поясным ремнём  
 Артикул. S8592 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

### Самозатягивающийся пояс



Функция самозатягивающегося пояса естественным образом активируется во время вертикального поднятия пациента под давлением спины.

Самозатягивающийся пояс с поддерживающим поясным ремнём  
 Артикул. S8590 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL



## Технические характеристики

Максимальная грузоподъемность	160 кг	Материалы	Сталь и алюминий
Общий вес устройства	42 кг	Передние колеса	ø 4 x 50 мм
Габаритные размеры (длина x ширина x высота, см)	112 x 59 x 133 см	Задние колеса с тормозами	ø 125 мм
Высота ножек	7,5 см	Электроника и электропривод	Linak
Высота подъема	91 см – 157 см	Емкость аккумулятора	24 В – 2,9 Ач
Диапазон подъема по диагонали	85 см	Количество транспортировок с полным зарядом батареи	> 50
Профилактическое обслуживание	Ежегодный контроль в соответствии с Приложением В стандарта 10535		

**Poweo® Activ'** – медицинское устройство класса I, соответствующее требованиям Европейской Директивы по медицинским приборам 93/42 / EEC.  
 Гарантия на **Poweo® Activ'** – 4 года, гарантия на аккумулятор и пояса – 1 год.